

幅広い架橋化試薬を取扱っています



バイオコンジュゲーション用クロスリンカー

Conju-Probe 社では、PEG リンカーや PEG 含有マルチアームリンカー、抗体-薬物複合体リンカー、ビオチン化試薬、クリック反応によるタンパク質のクロスリンク試薬（システイン選択的タンパク質修飾反応試薬、チロシン選択的タンパク質修飾反応試薬）など、幅広いクロスリンカー（架橋化）試薬を取りそろえています。

製品の一例




Copper-Free Click Chemistry

[メーカー：CNJ]

構造	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	5-FAM-PEG3-BCN (exo)	CP-4020	1 mg	30,000
	DBCO-S-S-amine	CP-2025	25 mg	51,000

Tetrazine-TCO Click Chemistry



[メーカー：CNJ]

構造	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	Tetrazine amine. HCl salt	CP-6021	100 mg	54,000
	DBCO-PEG3-TCO	CP-2043	25 mg	71,000
	TCO-PEG3-alcohol	CP-6019	25 mg	51,000

※Copper-Free



Multi-arm Linkers

[メーカー：CNJ]

構造	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	Amino-PEG4-bis-PEG3-azide	CP-2051	25 mg	35,000
	Aldehyde-PEG4-bis-PEG4-alkyne	CP-2055	25 mg	64,000




Tyrosine-PTAD Click Chemistry

[メーカー：CNJ]

構造	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	PTAD-PEG4-azide	CP-7007	25 mg	97,000
	PTAD-alkyne	CP-7001	25 mg	64,000




Biotinylation Reagents

[メーカー：CNJ]

構造	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	Biotin-PEG3-acid	CP-3003	100 mg	36,000
	Biotin-PEG2-amine	CP-3036	100 mg	34,000
	BCN-biotin (exo)	CP-6047	25 mg	61,000

Other PEG Linkers

[メーカー：CNJ]

構造	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	m-PEG4-acid	CP-1068	100 mg	26,000
	Amino-PEG3-amine	Cp-1114	1 g	56,000
	Iodo-PEG2-acid	CP-1150	100 mg	31,000

※上記の製品は一例です。Conju-Probe 社では、幅広い様々なバイオコンジュゲーション用クロスリンカーを取りそろえています。詳細はメーカー Web (conju-probe.com) をご覧ください。