



Web ページ番号

64941



Lu-mini

軽量・コンパクトなルミノメーター

デモ OK

ルシフェラーゼアッセイ
ATP アッセイ
セルベースアッセイ
などに!



16^W×23.5^D×14^H cm, 1.9 kg

特 長

- LCD タッチパネル (3.5 インチ) で操作できます。
- 10 mm キュベット、φ10/15 mm の丸底チューブが使用可能です。
- 操作モード：シングル/デュアルポイント測定、ピーク検出、カイネティックモード
- 測定範囲：5~8×10⁶ RLU
- 1,000 回分の測定結果を記録できます。

[メーカー：IES]

商品コード	包装	価格 (¥)
V301001	1 unit	500,000

※ プロトコルの作成や新規ユーザー ID の追加には PC (Windows 7/8/10) との接続が必要です。



© 樹庵じゅあん

ゲル溶液の組成はこちら。BDL 社 Web サイトでは、ちょっとした実験テクニックをご紹介します！

www.biodynamics.co.jp/tips/vol13/

フナコニュースご愛読感謝企画

「研究室のフナコさん」オリジナルシール
応募者全員プレゼント!



マイクロチューブのフタにピッタリ! (直径 10 mm)

▼ご応募は Web から▼

Microsoft Forms にリンクします



Web ページ番号

65980



- ※ フナコシ Web 会員登録 (ログイン) は不要です。フナコニュース定期発送 (DM) のご登録に関わらずご応募いただけます。
- ※ フナコニュース (冊子) 限定のプレゼント企画です。

応募締め切り：2024年2月29日 (木)