



Web ページ番号
下記参照 🔍 検索

デモ OK
動画あり

自動マイクロプレートウォッシャー Inteliwasher 3D-IW8 / IW-8

Inteliwasher 3D-IW8

3826 🔍 検索

プログラム設定数：50

5種類の吸引方法

4CHW ロガー (別売)
26.7^W×25.2^D×9.7^H cm, 3 kg

37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.9 kg

Intelisppeed Washer IW-8

7222 🔍 検索

プログラム設定数：101

2種類の吸引方法

4CHW ロガー (別売)
37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.6 kg

共通仕様

モード	洗浄/リンス/攪拌
分注量	25~1,600 µl (25 µl 刻み)
洗浄ボトル数	最大3本
ソーク時間	0~300秒 (10秒刻み)
攪拌時間	0~150秒 (5秒刻み)
洗浄サイクル数	1~15

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
3D-IW8	BS-060102-AAJ ▲	1 unit	816,000
IW-8	BS-060106-AAJ ▲	1 unit	775,000

別売品 ▶ 4CHW ロガー (ボトル液量チェック用)

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-060102-AK	1 piece	121,000

こちらもおススメ

手動プレートウォッシャー CAPPWash



ボタンを押すと吐出モードに、ボタンを離すと吸引モードになります。

[メーカー：CLT]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
8ch (96 well)	W-8	1 piece	120,000
12ch (96 well)	W-12	1 piece	140,000
16ch (384 well)	W-16	1 piece	170,000

※洗浄液、廃液ボトル、チューブ、ポンプは付属しません。



Web ページ番号

2032 🔍 検索



Web ページ番号
下記参照 🔍 検索

デモ OK
動画あり

プレートシーラー Micro TS / VTS Heat Sealer

Micro TS Heat Sealer (温度固定型)

63410 🔍 検索



デモ OK

シール温度 (170°C±2°C) に達すると、LED ランプが点灯します。

22.0^W×25.0^D×23.0^H cm, 4.0 kg

VTS Heat Sealer (温度可変型)

63409 🔍 検索



プレートをプレスするとアラームが鳴り、同時にタイマーがスタートします。シール完了時もアラームで確認できます。

22^W×32.5^D×42.5^H cm, 7.2 kg



[メーカー：IES]

モデル	Micro TS (温度固定型)	VTS (温度可変型)
シール温度	170±2°C	125~200°C (1°C 刻み)
シール時間	— (設定なし)	1~9 秒 (0.5 秒刻み)
電源	100 V AC, 50/60 Hz*	100 V AC, 50/60 Hz*
商品コード	V903002 ▲	V902001 ▲
包装	1 unit	1 unit
価格(¥)	330,000	770,000

*機体背面の赤いスイッチを「115」に設定して使用して下さい。

※アダプターは別売です。

別売品 ▶ アダプター

■Micro TS Heat Sealer 用

[メーカー：IES]

タイプ	商品コード	包装	価格(¥)
ディープウェルプレート用	V903005	1 piece	32,000
セミスカート/スカート無し 96 ウェル PCR プレート用	V903004	1 piece	32,000
96/384 ウェルマイクロプレート, スカート付き 96 ウェル PCR プレート用	V903003	1 piece	32,000

■VTS Heat Sealer 用

[メーカー：IES]

タイプ	商品コード	包装	価格(¥)
ディープウェルプレート用	V902005	1 piece	32,000
セミスカート/スカート無し 96 ウェル PCR プレート用	V902004	1 piece	32,000
96/384 ウェルマイクロプレート, スカート付き 96 ウェル PCR プレート用	V902003	1 piece	32,000