



Web ページ番号  
下記参照

デモ  
OK

動画  
あり

## 小型卓上アスピレーター FTA-2 / FTA-1

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用フラスコ付きアスピレーターです。

FTA-2

Web ページ番号 64593



18.5<sup>W</sup>×29.0<sup>D</sup>×39.0<sup>H</sup> cm, 1.85 kg\*

FTA-1 よりも強力な  
吸引!

吸引力の調節が可能

モデル	FTA-2	FTA-2S
廃液ボトル液量センサー	なし	あり
減 圧	-200~-800 mbar	
廃液ボトル容量	2 L (オートクレープ可能)	
電 源	100 V, 50/60 Hz	

\* 廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包 装	価 格 (¥)
FTA-2	BS-040118-A04	1 unit	142,000
FTA-2S	BS-040119-A04	1 unit	189,000

FTA-1

Web ページ番号 4200



18.6<sup>W</sup>×21.3<sup>D</sup>×32.7<sup>H</sup> cm, 1.8 kg\*

減 圧	-500 mbar
廃液ボトル容量	1 L
電 源	100 V, 50/60 Hz

\* 廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	価 格 (¥)
BS-040108-AAK	1 unit	96,000

### 別売品 ▶ 8チャンネルマニホールアダプター

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	価 格 (¥)
BS-040108-BK	1 piece	12,000

\* アダプター先端にピペットチップは装着できません。



Web ページ番号  
63081

デモ  
OK

動画  
あり

## 容量可変型オートインジェクター Nanoject マイクロインジェクター

アフリカツメガエル卵母細胞などへの微量注入装置です。マイクロプロセッサ制御により、ナノリットル量のインジェクションが行えます。

液晶タッチパネル  
コントローラー



- 1回ずつ注入を行うマニュアルモードと、インジェクション量や速度、サイクル数を設定できるプログラムモードがあります。タッチパネルで簡単に設定可能です。
- ピペットの固定にO-リングを使用しないため、簡単に装着できます。

充填量	4.2 µl
充填/排出速度	10~200 nl/秒
インジェクション量	0.6~999.9 nl
インジェクション速度	1~200 nl/秒
キャピラリー外径/内径	1.14 mm/0.53 mm

[メーカー: DRM]

モデル	商品コード	包 装	価 格 (¥)
オプションパーツ付き*	3-000-207-KIT	1 kit	1,200,000
本体のみ	3-000-207	1 set	690,000

- \* オプションパーツ内容: スタンド、マニピュレーター、フットスイッチ
- \* スタンドやマニピュレーターをお持ちの方は、本体のみをご購入下さい。
- \* インジェクション用ガラス毛细管についてはフナコシ Web をご覧下さい。

デモ  
OK

デモ機でお試し下さい!

デモ  
OK



### デモ機貸出ご依頼方法

\* フナコシ Web 会員の登録 (無料) が必要です。

フナコシ Web の各製品記事右上にある **デモ機** をクリックすると、価格表へジャンプします。



価格表の左側の「デモ」をクリックして、依頼フォームへ進んで下さい。



必要事項をご記入の上、依頼フォームを送信して下さい。正常に送信が完了すると、お問い合わせ完了画面が表示されます。

\* Web からお申し込みいただけない製品については、当社機器担当まで、メールにてご依頼下さい。

kiki@funakoshi.co.jp

