



Web ページ番号
26586 🔍 検索

デモ
OK

大容量バッグも振とうできるシェーカー MR-12



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



すべり止めマット付プラットフォームが付属しています。
43.0^W×48.0^D×21.0^H cm, 11.9 kg

振とう速度範囲	1~99 oscil/分 (1 oscil/1 分刻み)
プラットフォームの傾斜角度	・0~10°, 1° 刻み (1~50 oscil/分) ・10° 固定 (51~99 oscil/分)
タイマー	1分~99時間 59分 (1分刻み) / 連続
最大連続作動時間	7日間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010130-AAJ ▲	1 unit	270,000



Web ページ番号
1519 🔍 検索


デモ
OK

動画
あり

サンフラワー式ミニシェーカー Mini-Shaker 3D



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



23.5^W×23.5^D×14.0^H cm*, 1.2 kg

*プラットフォームを含む
※別売のディンプルマット (#PDM、p.39 参照) の使用により各種チューブをセットできます。

振とう速度範囲	5~60 rpm
最大連続作動時間	7日間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010151-AAK ▲	1 unit	76,600



Web ページ番号
1498 🔍 検索

ベンチトップ型シェーカー Digital Shaker Orbit



16.8^W×27.9^D×15.3^H cm,
4.3 kg (共通)

[メーカー：LNT]

モデル	商品コード	包装	価格 (¥)
M60 (マイクロチューブ用)	S2020-M60-B ▲	1 unit	251,000
P4 (プレート 4 枚用)	S2020-P4-B ▲	1 unit	238,000



Web ページ番号
7889 🔍 検索

デモ
OK

動画
あり

チューブ・プレート用シェーカー MPS-1

プラットフォームを外すと遠心管用ボルテックスミキサーとしても使用できるプレートシェーカーです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



22.5^W×21.5^D×15.0^H cm, 5.1 kg

※各種チューブ・プレート用プラットフォームは別売です。詳細はフナコ Web をご覧ください。

振とう速度範囲	300~3,200 rpm (100 rpm 刻み)
プリセット済み 振とうモード	VORTEX : 3,200 rpm
	HARD : 2,600 rpm
	MEDIUM : 1,800 rpm
	SOFT : 1,000 rpm
タイマー	0~60分 (15秒刻み) / 連続
最大連続作動時間	8時間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010216-A17 ▲	1 unit	205,000



Web ページ番号
5280 🔍 検索

デモ
OK

動画
あり

マイクロプレート用ミニシェーカー Mini-Shaker PSU-2T

マイクロプレートの振とうに最適な卓上型プレートシェーカーです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 2 kg

プラットフォーム IPP-2 (付属) の装着例

収容可能 プレート枚数	IPP-2	2枚 (付属)
	IPP-4	4枚* (別売)
振とう速度範囲	250~1,200 rpm (IPP-2 使用時) 150~1,000 rpm (IPP-4 使用時)	
タイマー	1分~24時間 (1分刻み) / 連続	
最大連続作動時間	7日間	

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010155-AAK ▲	1 unit	95,500

別売品 ▶ プレート 4 枚用プラットフォーム IPP-4

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010102-AK	1 piece	9,600