

CO₂ インキュベーター内でも使用可能なローラーミキサー FlexiRoll Digital Cell Roller

付属の有線リモートコントローラーにより、CO₂ インキュベーター内に設置したまま操作ができるローラーミキサーです。試料の攪拌だけでなく、細胞培養にも使用できます。



別売ローラーを使用することで、15 ml / 50 ml チューブも攪拌可能です。

- コンパクトで設置場所を選ばないローラーミキサーです。
 - リモートコントローラーにより、CO₂ インキュベーターの外から攪拌スピードと時間を設定できます。
 - 本体にはローラーが6本設置されており、ラージサイズのローラーボトル(培養面積: 850 cm²)を3本セットできます。別売のローラー(#04397-46)を追加することにより、15 / 50 ml チューブもセットできます*。
 - 別売の Stacking Rod (#04397-50)を使用することにより、FlexiRollを2台重ねて設置することもできます。
- *15 ml、50 ml チューブを攪拌する際は、付属のOリングを使用する必要があります。
※リモートコントローラーと本体は有線接続になります。

回転数	0.5~80 rpm
動作可能温度	4~60℃
動作可能湿度	<95%
ローラー数	6本付属 (別売ローラー追加で最大11本まで設置可能)
使用可能チューブ	ローラーボトル(850 cm ²): 3本 15 / 50 ml チューブ: 20本 (別売ローラーを5本追加した場合)
最大荷重	6.5 kg
サイズ	36 ^W ×40.2 ^D ×7.2 ^H cm
質量	6.5 kg
電源	100 V, 50/60 Hz

[メーカー: ARG]

商品コード	包装	価格(¥)
04397-44	1 unit	650,000

別売品

[メーカー: ARG]

品名	商品コード	包装	価格(¥)
Cell Roller Rod	04397-46	2 pieces	49,000
O-ring	04397-48	1 set	7,100
Stacking Rod	04397-50	1 set	24,700
Power Supply and Adapter	04397-47	1 piece	20,200

柔らかい固形試料破碎用ホモジナイザー JumboMix 3500

ベーシックタイプ 窓・トレイ付き 温度制御機能付き (20~50℃)



扉は270°回転可能で、簡単にチャンバー内を掃除できます。パドルは取り外し、オートクレープ滅菌が可能です。

200~3,750 ml (400 g まで) の試料用

- パドルで試料に圧力を加えることで穏やかに破碎します。

パドルスピード	1.5, 3, 4.5, 6 ストローク/秒 (固定)
タイマー	1秒~60分/連続
カウントダウン機能	有り
スピード/タイマー調節	多機能デジタル画面
電源	110 V, 50/60 Hz
付属品	電源ケーブル, ブレンダーバッグ 1枚

[メーカー: ILB]

モデル	3500 P CC	3500 W CC	3500 WarmMix CC
安全ドリフトレイ	—	外付け	庫内
サイズ	51.2 ^W ×52.3 ^D ×46.8 ^H cm	61.6 ^W ×52.3 ^D ×46.8 ^H cm	
商品コード	031-110	032-110	033-230
包装	1 unit	1 unit	1 unit
価格(¥)	2,170,000	2,650,000	3,050,000

柔らかい固形試料破碎用ホモジナイザー BagMixer 400



400CC
27^W×42.1^D×26.6^H cm

400SW
27.6^W×45.9^D×35.7^H cm

50~400 ml (40 g まで) の試料用

- 試料とバッファーをホモジナイズ用バッグに入れ、チャンバーにセットし、パドルで圧力をかけて試料を破碎します。
- 速度可変(4, 6, 8, 10 ストローク/秒)
- 400CC はベーシックモデル、400SW は静音モデルで液体センサーを搭載しています。

[メーカー: ILB]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
400CC	024-230	1 unit	804,000
400SW	025-100	1 unit	1,153,000

- ※BagMixer 400 シリーズの他の製品ラインナップやホモジナイズ用のバッグについては、フナコシ Web をご覧ください。