



超音波洗浄器

POWERSONIC 600 シリーズ

見やすいコントロールパネルで簡単に温度や時間が設定できます。超音波の強さは3段階に切り替え可能です。本体右横のノブにより、本体背面の排水管の開閉を操作できます\*。

\*#102-603-100を除く。



見やすいコントロールパネル



各モデルの付属品

[メーカー：HWA]

モデル	POWERSONIC 603	POWERSONIC 605	POWERSONIC 610	POWERSONIC 620
振動子/周波数	Industrial BLT Type / 40 kHz			
タイマー	1~99分			
温度設定範囲	室温~60℃	室温~70℃		
タンク容量	3.3 L	5.7 L	10.7 L	20.7 L
内寸 (cm)	24.0 <sup>W</sup> ×14.0 <sup>D</sup> ×10.0 <sup>H</sup>	30.0 <sup>W</sup> ×15.5 <sup>D</sup> ×15.0 <sup>H</sup>	30.0 <sup>W</sup> ×24.0 <sup>D</sup> ×15.0 <sup>H</sup>	50.0 <sup>W</sup> ×30.0 <sup>D</sup> ×15.0 <sup>H</sup>
外寸 (cm)	32.5 <sup>W</sup> ×22.5 <sup>D</sup> ×25.5 <sup>H</sup>	38.5 <sup>W</sup> ×25.5 <sup>D</sup> ×27.0 <sup>H</sup>	38.5 <sup>W</sup> ×34.5 <sup>D</sup> ×27.0 <sup>H</sup>	59.0 <sup>W</sup> ×40.5 <sup>D</sup> ×27.5 <sup>H</sup>
商品コード	102-603-100 <span style="color:red">△</span>	101-605-100 <span style="color:red">△</span>	101-610-100 <span style="color:red">△</span>	101-620-100 <span style="color:red">△</span>
包装	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
価格 (¥)	164,000	214,000	260,000	356,000

※「高周波利用設備許可申請書」添付

※洗浄の際は必ず付属のバスケットを使用して下さい。バスケットを使用しない場合、本体底部の超音波発生装置の振動子に直接負荷がかかり、故障の原因となることがあります。



超音波ピペット洗浄器

POWERSONIC 212

超音波およびサイフォンの原理による自動給排水によって確実に汚れを落とすピペット洗浄器です。



バスケット 32<sup>W</sup>×32<sup>D</sup>×85<sup>H</sup> cm

洗浄槽サイズ	φ16×68.5 <sup>H</sup> cm
バスケットサイズ	φ14×50.5 <sup>H</sup> cm
水槽容量	12 L
本体材質	ステンレス SUS304
付属品	バスケット, ホース (3 m)

※「高周波利用設備許可申請書」添付

[メーカー：HWA]

商品コード	包装	価格 (¥)
100-212-100 <span style="color:red">△</span>	1 unit	347,000



室温条件下での化合物固相合成器

マルチ固相合成器 KMS-3

ペプチドをはじめ、各種化合物の室温条件下での固相合成に最適な機器です。



カラム固定ホルダー (2種類)

- ・10 ml×5本, 60 ml×1本用
- ・20 ml×5本, 60 ml×1本用

テフロン製二方コック

各カラム弁の開閉を行います。

振とうラック

単一方向回転式振とうにより攪拌します。

回転数コントローラー

0~800 rpm まで調節可能

21.0<sup>W</sup>×18.5<sup>D</sup>×30.0<sup>H</sup> cm, 8 kg

※写真中の廃液ピンは別売です。

反応本数	6本
攪拌方式	単一方向回転振とう攪拌
回転数	0~800 rpm (最大1,000 rpm まで設定可能)
回転軌道直径	4 mm

[メーカー：KUS]

商品コード	包装	価格 (¥)
2600131 <span style="color:red">△</span>	1 set	358,000